

TAMPONE PER PULIZIA TESTINE



Le stampanti termiche e i rulli di stampa accumulano nel tempo tracce di colla derivanti da etichette adesive, che possono causare **imperfezioni nella stampa**.

A lungo andare i residui si agglomerano provocando non solo il peggioramento della qualità di stampa, ma anche l'inceppamento della carta e questo a sua volta può danneggiare la testina termica fino al punto di doverla sostituire prima del tempo. Questo tampone, imbevuto di soluzione Ex-Off, toglie le tracce di adesivo dalle testine termiche, dai rulli gommati e dalle superfici in plastica dura e di altro tipo. È ideale per quelle stampanti che impiegano **carta linerless**, che tende ad accumulare residui di adesivo nel tempo. Si suggerisce l'impiego di questo tampone insieme ad altri prodotti di pulizia quali tessere, penne o salviette, per avere un risultato perfetto.

I tamponi sono disponibili in scatole da 50 pezzi.

SALVIETTA PER PULIZIA TESTINE



Salviettine imbevute di soluzione pulente IPA

Questo prodotto è stato ideato per pulire facilmente le testine termiche, usando una morbida salviettina imbevuta di soluzione IPA che non lascia residui e vi permette di:

1. Rimuovere tracce di sporco dalla testina stessa;
2. Pulire il rullo per il tampone;
3. Pulire i componenti interni.

Da utilizzare per:

1. Una manutenzione regolare per prevenire una stampa di scarsa qualità;
2. Una manutenzione straordinaria d'emergenza per correggere stampe di bassa qualità.

Le salviette sono disponibili in scatole da 100 pezzi.